

MT75 呼吸回路セット[ディスポ]



セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。

RT125小児シングル熱線入回路(バイアスフロー用) 10入

商品コードNo. 052 23 020

リファレンスNo. RT125

最小販売個数 1

注 バクテリアフィルタ、カテーテルマウントは含まれておりません。別途ご購入ください

RT225小児シングル熱線入回路(バイアスフロー用)+MR290 10入

商品コードNo. 052 23 050

リファレンスNo. RT225

最小販売個数 1

注 バクテリアフィルタ、カテーテルマウントは含まれておりません。別途ご購入ください

RT100成人デュアル熱線入回路 10入

商品コードNo. 052 23 220

リファレンスNo. RT100

最小販売個数 1

注 22mm回路。バクテリアフィルタ、人工鼻、カテーテルマウントは含まれておりません。別途ご購入ください

RT200成人デュアル熱線入回路(RT100)+MR290 10入


商品コードNo. 052 23 310

リファレンスNo. RT200

最小販売個数 1

注 22mm回路。バクテリアフィルタ、人工鼻、カテーテルマウントは含まれておりません。別途ご購入ください

加温加湿器仕様



ダブル呼吸回路用呼吸バルブ (ディスポ) MT 20個
129 21 140

ダブル呼吸回路用呼吸バルブ (リユース) MT
129 21 040

カテーテルマウント (市販品)


テストラング VADI
131 27 040

ネブライザ使用時


ネブライザキット
ディスポ10個
077 03 010

ネブライザ
接続口へ

*ネブライザキットの中に温度プローブ用のコネクタが含まれていますが、この仕様では使いません。



クリーンインフィルタ
MT75
129 24 051



エアインテークフィルタ
(1枚) MT75
129 24 040

エアインテークフィルタ
(6枚入り) MT75
129 24 030

ホースクリップ
(蛇管にセットされています)

エルボコネクタ
(ディスポ)

注: 再使用型であるエルボコネクタ 22mmオス/22mmメス [105 21 042]を使用する時には、このアダプタは使いません。



MR210 加湿チャンバー
(シングルユース)
成人用 40入
052 21 010

注: チャンバ MR210を
使用時に、このアダプタ
を使います。

ホースアダプタ

MT75 呼吸回路セット[ディスポ]



セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。

成人用ダブル呼吸回路(ディスポ)MT

商品コードNo. 129 22 030 リファレンスNo. 5000190

最小販売個数 1

注 22mm回路、図のグレーに着色した部分

小児用ダブル呼吸回路(ディスポ)MT

商品コードNo. 129 22 070 リファレンスNo. 5500190

最小販売個数 1

注 15mm回路、図のグレーに着色した部分

人工鼻仕様

